

Wb, Elisa용 Anti-Prrx2 토끼 다클론 항체 - Q99811

품목 번호: CM0021457



소개

PRRX2 토끼 pAb는 WB 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 PRRX2를 인식합니다. 발생생물학 및 상처 치유 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRRX2 토끼 pAb
비고/별칭	PMX2; PRX2; PRRX2
종	인간
GeneID (인간)	51450
GeneID	51450
면역원	재조합 단백질[인간 PRRX2(NP_057391.1)의 아미노산 180-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99811
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩