

Anti-Prss1 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P07477

품목 번호: CM0015965



소개

인간 PRSS1(트립신-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 PRSS1을 인식합니다. 세린 프로테아제 소화 및 세포 외 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	PRSS1 Rabbit pAb
비고/별칭	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
종	인간
GeneID	5644
면역원	인간 PRSS1 (NP_002760.1)의 아미노산 24-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P07477
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백