

Anti-Prss23 폴리클론항체 (Rabbit Pab) - Wb, Ihc-P, Elisa용 - O95084

품목 번호: CM0022774

소개

인간 PRSS23(세린 프로테아제 23)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 프로테아제 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRSS23 Rabbit pAb
비고/별칭	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
종	인간
유전자 ID	11098
면역원	인간 PRSS23 (NP_009104.2)의 아미노산 101-220을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95084
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백