

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prx 다클론 항체 - Q9Bxm0

품목 번호: CM0020690



소개

인간 PRX에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신경과학, 수초 생물학 및 샤르코-마리-투스병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRX 토끼 pAb
비고/별칭	CMT4F; PRX
종	인간
유전자 ID (인간)	57716
유전자 ID	57716
면역원	인간 PRX의 아미노산 1250-1350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_870998.2)
생산 숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BXM0
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스팩