

Wb, Elisa용 Anti-Psa/Klk3 토끼 단클론 항체 - P07288

품목 번호: CM0009117



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PSA/KLK3 토끼 단클론 항체(클론 A4355). 인간 전립선 특이 항원(PSA)(UniProt P07288, 29 kDa)을 표적으로 합니다. 면역원: 아미노산 162-261에서 유래한 합성 펩타이드. 암 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSA/KLK3 토끼 mAb
비고/별칭	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
종	인간
GeneID (인간)	354
GeneID	354
면역원	합성 펩타이드 인간 PSA/KLK3(P07288)의 아미노산 162-261 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07288
단백질 중량	29kDa
배송	아이스팩