


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Psap (프로사포신) 토끼 다클론 항체 - P07602

품목 번호: CM0022592



소개

인간 PSAP(프로사포신)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 약 58 kDa 밴드를 검출합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경퇴행 및 리소좀 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSAP 토끼 pAb
비고/별칭	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
종	인간
유전자ID (인간)	5660
유전자ID	5660
면역원	인간 PSAP (NP_002769.1)의 아미노산 275-524에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P07602
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩