


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psap 토끼 단일클론 항체(Kd 검증 완료) - P07602

품목 번호: CM0006353



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 PSAP(prosaposin)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 당지질 대사 및 신경퇴행에 관여하는 리소좀 스팅고지질 활성화 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] PSAP 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [KD 검증 완료] PSAP
종	인간
유전자 ID(인간)	5660
면역원	인간 PSAP(NP_002769.1)의 275~524번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07602
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백