


Wb 및 Elisa용 항PscA 토끼 다클론 항체 - O43653

품목 번호: CM0029011



소개

인간 전립선줄기세포항원(PSCA)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 암 및 알츠하이머병 연구에 유용합니다. CamelBio가 제공하는 신뢰할 수 있는 IVD 원자재입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSCA 토끼 pAb
비고/별칭	PRO232; lncPSCA; PSCA
종	인간
GeneID (인간)	8000
GeneID	8000
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43653
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩