

Wb 및 Elisa용 항Psd2 토끼 다클론 항체 - Q9Bqi7

품목 번호: CM0015721

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 항PSD2 토끼 다클론 항체입니다. 막 수송 및 세포질 분열에서 PH 및 SEC7 도메인 함유 단백질 2의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSD2 토끼 pAb
비고/별칭	EFA6C; PSD2
종	인간
유전자 ID (인간)	84249
유전자 ID	84249
면역원	인간 PSD2 (NP_115665.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQI7
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백