

Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q15700

품목 번호: CM0002841



소개

PSD93/DLG2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐의 PSD93/DLG2를 인식합니다. NMDA 수용체 신호 전달, 만성 통증 및 시냅스 안정성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSD93/chapsyn-110/DLG2 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
종	인간
유전자 ID	1740
면역원	인간 PSD93/chapsyn-110/DLG2(Q15700)의 아미노산 600-700 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15700
단백질 무게	98kDa
배송	아이스팩