


## Anti-Psd95 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P78352

품목 번호: CM0002904



### 소개

PSD95에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 PSD95의 N-말단 영역을 인식하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 뇌 조직의 내인성 PSD95 검출에 적합하며, 시냅스 가소성 및 시냅스 후 조직 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 제품명                      | PSD95 Rabbit mAb                             |
| 비고/별칭                    | MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90                  |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                    |
| 유전자 ID (인간)              | 1742                                         |
| 유전자 ID                   | 1742                                         |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PSD95 (P78352)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                   |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)               |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                           |
| SWISS                    | P78352                                       |
| 단백질 분자량                  | 80 kDa                                       |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                               |