


Wb, Elisa용 항Psd95 토끼 다클론 항체 - P78352

품목 번호: CM0028665



소개

인간 PSD95(디스크 큰 상동체 4, SAP90)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 시냅스 후 밀도 조직 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSD95 토끼 pAb
비고/별칭	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
종	인간
유전자ID (인간)	1742
유전자ID	1742
면역원	인간 PSD95 (NP_001308004.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78352
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스백