


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psd95 Rabbit Polymab® - P78352

품목 번호: CM0012016



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질 토끼 단일클론 PSD95 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 시냅스 가소성 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSD95 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
종	인간
GeneID (인간)	1742
GeneID	1742
면역원	인간 PSD95(NP_001308004.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P78352
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩