

Wb/If-P/Ihc-P/Elisa용 항Psg1 다클론 항체 - P11464

품목 번호: CM0027965

소개

인간 PSG1(임신 특이 베타-1-당단백질 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 약 47 kDa 분비 당단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSG1 토끼 pAb
비고/별칭	SP1; BIG1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
종	인간
유전자ID (인간)	5669
유전자ID	5669
면역원	인간 PSG1 (NP_001171754.1)의 아미노산 180-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11464
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩