


Anti-Psip1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O75475

품목 번호: CM0019047



소개

인간 PSIP1(LEDGF/p75)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, 수정체 발달 및 바이러스 통합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSIP1 토끼 pAb
비고/별칭	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
종	인간
유전자 ID (인간)	11168
유전자 ID	11168
면역원	인간 PSIP1 (NP_150091.2)의 아미노산 301-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O75475
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백