


Wb용 Anti-Psma1 다클론 항체 - P25786

품목 번호: CM0021700



소개

PSMA1(프로테아좀 서브유닛 알파 타입-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 프로테아좀 기능 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PSMA1 토끼 pAb
비고/별칭	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
종	인간
GeneID (인간)	5682
GeneID	5682
면역원	인간 PSMA1(NP_002777.1)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P25786
단백질 분자량	30kDa
배송 조건	아이스백