


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Psma1 토끼 단일클론 항체 - P25786

품목 번호: CM0012144



소개

인간 PSMA1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 PSMA1을 검출합니다. 프로테아좀 기능과 단백질 분해 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PSMA1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
종	인간
GeneID (인간)	5682
GeneID	5682
면역원	인간 PSMA1(P25786)의 아미노산 164-263 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P25786
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩