


Anti-Psma2 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P25787

품목 번호: CM0017979



소개

PSMA2(Proteasome subunit alpha type-2)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 26kDa. 프로테아좀 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMA2 Rabbit pAb
비고/별칭	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
종	인간
유전자 ID (인간)	5683
유전자 ID	5683
면역원	제조합 단백질 인간 PSMA2 (NP_002778.1)의 아미노산 1-234에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P25787
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백