


Anti-Psma2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

품목 번호: CM0004584



소개

Human proteasome subunit alpha type-2 (PSMA2)에 대한 토끼 단일 클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐 및 실험쥐 샘플의 내인성 PSMA2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA2 Rabbit mAb
비고/별칭	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
종(Species)	Human
유전자 ID (사람)	5683
유전자 ID	5683
면역원	재조합 단백질; 사람 PSMA2 (P25787)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일 클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P25787
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백