


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psma3 토끼 단일클론 항체 - P25788

품목 번호: CM0012362



소개

사람, 마우스, 랫드에 적합한 WB, IHC-P, ELISA용 Anti-PSMA3 토끼 단일클론 항체입니다. C8, PSC3, HC8로도 알려진 프로테아좀 소단위체 알파-3(~28kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA3 토끼 mAb
비고/별칭	HC8; PSC3; PSMA3
종	사람
GeneID (사람)	5684
GeneID	5684
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P25788
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩