


Anti-Psma3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P25788

품목 번호: CM0018132



소개

유비퀴틴 의존성 및 비의존성 단백질 분해에 필수적인 20S 프로테아좀 소단위체인 인간 PSMA3에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA3 토끼 pAb
비고/별칭	HC8; PSC3; PSMA3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5684
유전자 ID	5684
항원(Immunogen)	인간 PSMA3 (NP_002779.1)의 아미노산 1-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P25788
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)