


Wb, Elisa용 Anti-Psma4 토끼 다클론 항체 - P25789

품목 번호: CM0016613



소개

인간 PSMA4(프로테아좀 소단위 알파 4형)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 및 원숭이와 교차 반응합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA4 토끼 pAb
비고/별칭	HC9; PSC9; HsTI7706; PSMA4
종	인간
GeneID (인간)	5685
GeneID	5685
면역원	인간 PSMA4의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001096137.1)
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P25789
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩