


Anti-Psma4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

품목 번호: CM0022740



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 고품질 anti-PSMA4 토끼 폴리클론항체입니다. 단백질 분해에 중요한 핵심 20S 프로테아좀 서브유닛인 인간, 마우스, 래트 PSMA4를 검출합니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMA4 Rabbit pAb
비고/별칭	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
종	인간
유전자 ID	5685
면역원	인간 PSMA4 (NP_001096137.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25789
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백