


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Psm5 토끼 다클론 항체 - P28066

품목 번호: CM0028874



소개

인간 PSMA5(프로테아좀 서브유닛 알파 타입-5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA5 토끼 pAb
비고/별칭	PSC5; ZETA; PSMA5
종	인간
유전자 ID (인간)	5686
유전자 ID	5686
면역원	인간 PSMA5(NP_002781.2)의 아미노산 1-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28066
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백