


Wb, Ip, Elisa용 항-Psma5 토끼 다클론 항체 - P28066

품목 번호: CM0018017



소개

인체 PSMA5(Proteasome subunit alpha type-5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IP 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA5 토끼 pAb
비고/별칭	PSC5; ZETA; PSMA5
종	인간
유전자 ID (인간)	5686
유전자 ID	5686
면역원	인간 PSMA5(NP_002781.2)의 1-241 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P28066
단백질 무게	26kDa
배송	아이스팩