


Wb, If/Icc, Elisa용 항PsmA6 다클론 항체 - P60900

품목 번호: CM0021261



소개

인간 PSMA6(프로테아좀 서브유닛 알파 타입-6)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차반응성이 있습니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMA6 토끼 pAb
비고/별칭	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
종	인간
유전자 ID (인간)	5687
유전자 ID	5687
면역원	인간 PSMA6 (NP_002782.1)의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60900
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백