


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Psma6 토끼 다클론 항체 - P60900

품목 번호: CM0014257



소개

인간 PSMA6를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMA6 토끼 pAb
비고/별칭	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
종	인간
GeneID (인간)	5687
GeneID	5687
면역원	인간 PSMA6의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002782.1).
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P60900
단백질 분자량	27kDa
배송 조건	아이스팩