


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Psma7 토끼 단일클론 항체(Kd 검증 완료) - O14818

품목 번호: CM0006566



소개

인간 PSMA7(프로테아좀 소단위체 알파 유형-7)에 대한 토끼 단일클론 항체이며, KD 검증이 완료되었습니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] PSMA7 토끼 mAb
비고/별칭	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [KD 검증 완료] PSMA7
종	인간
유전자 ID(인간)	5688
유전자 ID	5688
면역원	인간 PSMA7(NP_002783.1)의 아미노산 150~248번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14818
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백