


Anti-Psma/Folh1 폴리클론항체 (Wb 및 Elisa용) - Q04609

품목 번호: CM0020447



소개

인간 PSMA/FOLH1 (FOLH1 유전자)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전립선암 바이오마커 연구 및 글루타메이트 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMA/FOLH1 Rabbit pAb
비고/별칭	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALADI; PSMA/FOLH1
종	인간
GeneID (Human)	2346
GeneID	2346
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04609
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백