


Wb, If-P, Elisa용 항PsmA/Folh1 토끼 단클론 항체 - Q04609

품목 번호: CM0009797



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용 PSMA/FOLH1 토끼 단클론 항체. 엽산 흡수 및 전립선 종양 진행의 핵심 효소인 인간 및 래트 글루탐산 카르복시펩티다아제 2(Q04609)를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PSMA/FOLH1 토끼 mAb
비고/별칭	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
종	인간
유전자ID (인간)	2346
유전자ID	2346
면역원	인간 PSMA/FOLH1(Q04609)의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q04609
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩