


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psma/Folh1 Rabbit Polymab® - Q04609

품목 번호: CM0011808



소개

PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®는 WB, IHC-P 및 ELISA용 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PSMA(전립선암 바이오마커 및 글루타메이트 카르복시펩티다제)를 검출하며, 합성 펩타이드 면역원으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2346
GeneID	2346
면역원(Immunogen)	인간 PSMA/FOLH1 (NP_004467.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q04609
단백질 분자량(Protein Weight)	84kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)