


## Wb, If/Icc, Elisa용 항Psmb1 토끼 다클론 항체 - P20618

품목 번호: CM0018104



### 소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA용 PSMB1 토끼 다클론 항체(HC5/PSC5). 사람, 마우스, 쥐 프로테아좀 서브유닛 베타 타입-1(26kDa)을 검출합니다. 프로테아좀 연구 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PSMB1 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭      | HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1                                 |
| 종          | 사람                                                               |
| 유전자ID (사람) | 5689                                                             |
| 유전자ID      | 5689                                                             |
| 면역원        | 사람 PSMB1(NP_002784.1)의 아미노산 29-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 출처         | 토끼                                                               |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 쥐                                                       |
| SWISS      | P20618                                                           |
| 단백질 분자량    | 26kDa                                                            |
| 배송         | 아이스 팩                                                            |