


Anti-Psmb10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P40306

품목 번호: CM0003033



소개

PSMB10 Rabbit mAb은 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 프로테아좀 서브유닛 beta-2i를 WB 및 ELISA를 통해 검출하기 위한 특이적 단일클론 항체입니다. 면역프로테아좀 연구, 항원 처리 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB10 Rabbit mAb
비고/별칭	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
종	인간
GeneID (Human)	5699
GeneID	5699
면역원	제조합 단백질 인간 PSMB10 (P40306)의 아미노산 1-273에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40306
단백질 분자량	29 kDa
배송	아이스백