


Anti-Psmb10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

품목 번호: CM0030094



소개

인간 PSMB10 (LMP10, MECL1, beta2i)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 면역 프로테아좀 및 항원 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB10 Rabbit pAb
비고/별칭	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
종	Human
GeneID (Human)	5699
GeneID	5699
면역원	인간 PSMB10 (NP_002792.1)의 아미노산 1-273에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P40306
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩