


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Psmb2 다클론 항체 - P49721

품목 번호: CM0018511



소개

PSMB2 토끼 pAb는 인간 프로테아좀 소단위 베타 유형 2를 표적으로 하는 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 프로테아좀 연구 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB2 토끼 pAb
비고/별칭	HC7-1; PSMB2
종	인간
GeneID (인간)	5690
GeneID	5690
면역원	인간 PSMB2의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_002785.1)
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P49721
단백질 분자량	23kDa
운송	아이스백