


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Psmb2 다클론 항체 - P49721

품목 번호: CM0030578



소개

유비퀴틴 의존성 단백질 분해에 관여하는 20S 프로테아좀 서브유닛인 PSMB2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 암, 신경퇴행성 질환 및 면역학 분야의 프로테아좀 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMB2 토끼 pAb
비고/별칭	HC7-I; PSMB2
종	인간
유전자 ID	5690
면역원	인간 PSMB2 (NP_002785.1)의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49721
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백