


Wb 및 Elisa용 Anti-Psmb4 토끼 다가 항체 - P28070

품목 번호: CM0027319



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PSMB4(프로테아좀 서브유닛 베타 타입-4)에 대한 토끼 다가 항체를 공급하며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가집니다. 단백질 분해 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB4 토끼 pAb
비고/별명(Alias)	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	5692
항원(Immunogen)	인간 PSMB4 (NP_002787.2)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P28070
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)