


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Psmb5 토끼 다클로날 항체 - P28074

품목 번호: CM0022143



소개

인간 PSMB5 (프로테아좀 서브유닛 베타 타입-5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 적용 분야: WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB5 Rabbit pAb
비고/별칭	MB1, LMPX, PSMB5
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	5693
Gene ID	5693
면역원	인간 PSMB5 (NP_002788.1)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P28074
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백