


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Psmb6 토끼 다클론 항체 - P28072

품목 번호: CM0028995



소개

인간 PSMB6를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트에서 PSMB6를 검출합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMB6 토끼 pAb
비고/별칭	LMPY; DELTA; PSMB6
종	인간
GeneID (인간)	5694
GeneID	5694
면역원	인간 PSMB6 (NP_002789.1)의 아미노산 35-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28072
단백질 크기	25kDa
배송	아이스 팩