


Wb, If/Icc, Elisa용 항Psmb7 다클론 항체 - Q99436

품목 번호: CM0014381



소개

인간 PSMB7(프로테아좀 서브유닛 베타 타입-7)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMB7 토끼 pAb
비고/별칭	PSMB7; Z
종	인간
유전자 ID (인간)	5695
유전자 ID	5695
면역원	제조항 단백질 인간 PSMB7 (NP_002790.1)의 아미노산 44-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99436
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백