


Anti-Psmb8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P28062

품목 번호: CM0028302



소개

항원 처리에 관여하는 면역

프로테아좀(immunoproteasome)의 구성 요소인 인간 PSMB8에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 사멸 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB8 Rabbit pAb
비고/별칭	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5696
GeneID	5696
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PSMB8 (NP_004150.1)의 아미노산 163-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P28062
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)