


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Psmb9/Lmp2 단일클론 항체 - P28065

품목 번호: CM0011562



소개

인간 PSMB9/LMP2 면역프로테아좀 소단위체에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 항원 처리 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PSMB9/LMP2 토끼 mAb
비고/별칭	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; betali; PSMB9/LMP2
종	인간
유전자 ID (인간)	5698
유전자 ID	5698
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28065
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩