


Anti-Psmb9/Lmp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P28065

품목 번호: CM0021262



소개

인간 PSMB9/LMP2 (Proteasome subunit beta type-9)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 프로테아좀 및 항원 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB9/LMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
종(Species)	Human
유전자 ID	5698
면역원(Immunogen)	인간 PSMB9/LMP2 (NP_002791.1)의 아미노산 1-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P28065
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)