


Anti-Psmc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35998

품목 번호: CM0020582



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-PSMC2 토끼 다클로널 항체; 사람, 쥐, 및 랫트 26S 프로테아좀 조절 소단위 7(S7/MSS1)을 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PSMC2 Rabbit pAb
비고/별칭	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5701
유전자 ID	5701
면역원	사람 PSMC2 (NP_002794.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35998
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백