


Anti-Psmc3 토끼 다가클로날 항체 (Wb용) - P17980

품목 번호: CM0013765



소개

PSMC3 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다가클로날 항체입니다. 이 항체는 26S 프로테아좀 조절 소단위인 인간 PSMC3를 타겟으로 합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMC3 Rabbit pAb
비고/별칭	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5702
유전자 ID	5702
면역원	인간 PSMC3 (NP_002799.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P17980
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)