


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psmc4 토끼 단일클론 항체 - P43686

품목 번호: CM0007459



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 anti-PSMC4 토끼 단일클론 항체입니다. ATP 의존성 단백질 분해에 관여하는 26S 프로테아좀 조절 소단위체인 인간, 마우스, 랫드 PSMC4를 검출합니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMC4 토끼 mAb
비고/별칭	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
종	인간
GeneID (인간)	5704
GeneID	5704
면역원	인간 PSMC4의 아미노산 1-165(NP_006494.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43686
단백질 분자량	47kDa
배송	얼음팩