


Anti-Psmc4 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P43686

품목 번호: CM0019060



소개

인간 PSMC4 (S6/RPT3/TBP7)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 유비쿼틴 의존성 단백질 분해에서 26S 프로테아좀 조절 소단위체 6B의 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMC4 토끼 pAb
비고/별칭	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
종(Species)	인간(Human)
GeneID	5704
면역원(Immunogen)	인간 PSMC4 (NP_006494.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P43686
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)