


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Psmc5 단일클론 항체 - P62195

품목 번호: CM0003007



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 PSMC5(26S 프로테아좀 조절 소단위 8)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 PSMC5를 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 시스템 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMC5 Rabbit mAb
비고/별칭	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5705
GeneID	5705
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62195
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백