


Anti-Psmc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62195

품목 번호: CM0014551



소개

26S 프로테아좀 조절 소단위인 인간 PSMC5를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 프로테아좀 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMC5 Rabbit pAb
비고/별칭	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5705
GeneID	5705
면역원	인간 PSMC5 (NP_002796.4)의 아미노산 127-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62195
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백