


Anti-Psmc6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P62333

품목 번호: CM0027183



소개

인간 PSMC6 (p42/RPT5/SUG2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 26S 프로테아좀 조절 서브유닛 10B를 인식합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMC6 Rabbit pAb
비고/별칭	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
종	인간
GeneID (인간)	5706
GeneID	5706
면역원	인간 PSMC6 (NP_002797.3)의 아미노산 20-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P62333
단백질 무게	44kDa
배송	아이스백